## Windows10でO2Liteをご利用の皆様に重要なお知らせ

WindowsUpdateの影響により O2Liteの「フリガナ項目のスペース付与のされ方が以前と違う」 といった内容のご相談を頻繁にいただくようになりました。

上記については、Windowsの設定を変更する事により、以前の入力方法に戻す事ができます。

お困りの際は、以下の2つの設定をお試しいただければ幸いです。

## 【現象】

現象の確認 患者名などのフリガナにスペースが含まれなくなった

<ul> <li>● 患者の詳細</li> </ul>	– 🗆 ×
<b>患者情報</b> を入力します。	新規
メインメニューへ         患者一覧へ         患者を保存         新規に作成         削除する	
名前     患者太郎     患者No     101     3	
アリカ・ナ       カンジ・ヶ知ウ       郵便番号       郵便番号       郵便番号         性 別       ・       ・       ①       従来は「カンジャ タロウ」と姓名の間にスペースが入っていましたが、Windowsアップデートが適用されると、スペースが入らなくなってしまいます。         電話 1       ・       ・       ●       回びなったり         電話 2       ・       ・       ●       ●         F A X       ・       ●       ●       ●         方名 二       ・       ・       ●       ●       ●         方名 二       ・       ・       ●       ●       ●         サイズ 二       ・       ●       ●       ●       ●       ●       ●         サイズ 左・右 その他       ●	見積の履歴 見積No 受: 患者No. 受: 1
保険番号など 保険種類1 なし  ▼ 保険種類2 なし  ▼	

<u>د</u>

【方法1】

①Windows10の検索バーで「IME」と入力します。

検索結果に「日本語IMEの設定」が表示されますので、クリックして設定画面を起動します。

納品予知 和3年1	すべて アプリ ドキュメント ウェブ	その他 🔻	جې ···
	最も一致する検索結果		
	A <sup>字</sup> 日本語 IME の設定 <sub>システム設定</sub>		A字
	Web の検索		日本語 IME の設定
	✓ IME - Web 結果を見る	>	システム設定
8	/ imeパッドの出し方	>	
	, <sup>O</sup> ime <b>パッド</b>	>	□┘開く
		>	
~	✓ imeが無効です	>	
	♀ imeパッドの出し方 windows10	>	
		>	
	🔎 ime 表示されない	>	
	設定		
	₄ <sup>字</sup> 言語とキーボードのオプションを編集する	>	
	アプリウィンドウごとに異なる入力方式を 使用する	ř >	
-	, С IME		o ¤ 🖬 🚖 <u> </u>

②「全般」をクリックします。



③画面下にスクロールしていくと「以前のバージョンのMicrosoftIMEを使う」という項目があります。





④「以前のバージョンのMicrosoftIMEを使う」をオンに設定します。

【<sub>方法2</sub>】 ①Windowsスタートボタンから「設定」画面を開きます。



(2)「時刻と言語」をクリックします。

設定						_	×
		V	Vindows の設定				
		設定の検索		م			
Ę	<b>システム</b> ディスプレイ、サウンド、通知、電源		<b>デバイス</b> Bluetooth、プリンター、マウス		電話 Android、iPhone のリンク		
¢	ネットワークとインターネット Wi-Fi、機内モード、VPN	<u>I</u>	個人用設定 背景、ロック画面、色	E	<b>アプリ</b> アンインストール、既定値、オプション の機能		
8	アカウント     アカウント、メール、同期、職場、家     族	A≠	<b>時刻と言語</b> 音声認識、地域、日付	8	<b>ゲーム</b> ゲーム バー、DVR、ブロードキャスト、 ゲーム モード		



③「地域と言語」をクリックします。

← 設定			×
ふ ホーム	日付と時刻		
設定の検索の	日付と時刻		
時刻と言語	2021年3月5日、19:58		
	時刻を自動的に設定する		
₄字 地域と言語	タイムゾーンを自動的に設定する		
↓ 音声認識	11.7 7 CLIMANIAL 7 0 11.7 7		
	日付と時刻を変更する		
	変更		
	タイムゾーン		
	(UTC+09:00) 大阪、札幌、東京 ~		
	夏時間に合わせて自動的に調整する		
	オフ		
	タスク バーに追加のカレンダーを表示します		
	追加のカレンダーを表示しない ~		
	形式		
	週の最初の曜日: 日曜日		

## ④「キーボードの詳細設定」をクリックします。

← 設定		_	$\times$
ふ ホーム	地域と言語		
設定の検索			
時刻と言語	アプリと Web サイトは、一覧にあるサポートされている言語のうち先頭の言語 で表示されます。		
同日付と時刻			



⑤「アプリウィンドウごとに異なる入力方式を設定する」にチェックを入れます。

← 設定	_	×
☆ キーボードの詳細設定		
*一部の設定が組織によって非表示になっているか、管理されています。		
既定の入力方式の上書き		
言語リストの最初の入力方式と異なる入力方式を使用する場合は、ここで 選択します		
言語リストを使用します (推奨)		
入力方式の切り替え		
✔ アプリ ウィンドウごとに異なる入力方式を設定する		
□ 使用可能な場合にデスクトップ言語バーを使用する		
言語バーのオプション		
絵文字パネル		
✓ 絵文字の入力後に自動的にパネルを終了しない		
質問がありますか?		
ヘルプを表示		

【設定後】

設定後、O2Liteを起動してカナ項目を再入力してください。スペースが付与されます。

※入力済みの項目については、お手数ですが再入力をお願いいたします。

◎ 患者の詳細		-		×
患者の詳細 患者情報を入力します。			新規	
メインメニューへ 患者一覧へ	患者を保存 新規に作成 削除する			

